

Ortesis de Rodilla Rom



Ficha Técnica

Modelo

Ortesis de Rodilla Rom

Descripción

Soporte de rodilla fabricado en laminado de velour y en su interior de algodón más férulas en ROM laterales y ajuste superior e inferior con cierre de contacto.

Articulaciones poli céntricas (dual axis) y topes de flexión y extensión desde 10° a 90°

Se recomienda el uso de este producto para:

- Tratamiento conservador en esguinces de rodilla
- Post-operatorio con requerimiento de inmovilización y aumento gradual del movimiento
- Tratamiento conservador de esguinces de rodilla leves y moderados
- Rehabilitación de lesiones de rodilla.